

Produktspezifikation CBC Baby Venenstauer

Artikel-Nr.:	560xxx
Bezeichnung:	CBC Baby Venenstauer
Klassifizierung:	Klasse I, MDR 2017/745
Material:	Gehäuse: PC Bedienteile: POM Band: Polyester 77% und Lycra (latexfrei) 23% Primärverpackung: Folienbeutel PP
Ausführung:	Bandbreite 12 mm, Bandlänge 370 mm, Banddicke 2 mm Gehäusebreite 22 mm
Haltbarkeit:	5 Jahre

Product specification CBC Baby Tourniquet

REF:	560xxx
Name:	CBC Baby Tourniquet
Classification:	class I according to MDR 2017/745
Material of housing:	Housing: PC Function keys: POM Ribbon: polyester 77% and lycra (latexfree) 23% Primary packaging: PE bag
Model:	Ribbon: width 12 mm, length 370 mm, thickness 2 mm Housing: width 22 mm
Shelf life	5 years

Caroline Ihle

Kimetec GmbH, 04.09.2023