

NordicMed Engangsstase Produktinformation

Tilsligtet brug:

Denne engangsstase i rulle fra NordicMed kombinerer høj kvalitet og innovativt design for at optimere hygiejne og bekvemmelighed ved blodprøvetagning. En smart snip gør det nemt at bruge stasen direkte fra æsken, hvilket minimerer risikoen for krydskontaminering.

Stasen, fremstillet af latexfri, syntetisk gummi, er ideel til engangsbrug og er ikke-steril. Den næsten farvefri, FSC-certificerede emballage fremhæver en mere ansvarlig tilgang til miljøet.

Katalog nr.:

Pakning:

NM-TQ003 Engangsstase, Blå

FSC Certificeret, 1000 stk. i kasse, 40 æsker á 25 stk. i rulle



Katalog nr.:

Pakning:

NM-TR003 Engangsstase, Transparent

FSC Certificeret, 1000 stk. i kasse, 40 æsker á 25 stk. i rulle



Indpakning, eksempel:



Beskrivelse:

Længde: 450 ± 5mm

Bredde: 25 ± 1mm

Tykkelse: 0,635 ± 0,02mm

Materiale/egenskaber:

TPE, termoplastisk elastomer

Latexfri, Trækstyrke: ≥ 3MPa, Forlængelse: >300%

Direktiv:

MDR Class 1

Holdbarhed/opbevaring:

3 år/stuetemperatur